



Gode råd

Kommunikationssystem

Svært ved at kommunikere?

Har du dagligt svært ved at føre samtaler i sociale sammenhænge?

Kommunikationssystem

Måske kan det hjælpe at bruge et kommunikationssystem som fx en simpel samtaleforstærker eller et mere avanceret og kompliceret trådløst system.

Simpel samtaleforstærker

En simpel samtaleforstærker består af en mikrofon, der er forbundet via ledning til en hovedtelefon eller halsslynge.



Avanceret trådløst system

Et avanceret, trådløst system består af en **sender** (mikrofon) og en **modtager**. Lyden sendes direkte fra *senderen til modtageren* på høreapparaterne eller via en halsslynge (tele). Valget af modtager afhænger af høretabets karakter og lyttebehov.

Håndtering af systemet

Husk at oplade systemet. Det må forventes, at de genopladelige batterier skal skiftes efter 2-3 år.

Hvis du anvender en halsslynge, skal høreapparaterne være på dit teleprogram.

Du skal anvende systemet dagligt, og øve dig i at bruge det, for at få glæde af det.

Reparation

Hvis dit bevilgede hjælpemiddel går i stykker, skal du kontakte din kommune.